

# DualDefence™

## Уникальный метод борьбы с инфекциями компании NSK

Продукция NSK предусматривает двойную защиту от инфекций. Система очистки головки предотвращает попадание загрязнений обратно в головку наконечника, а также их дальнейшее проникновение. Обратный клапан не позволяет допустить загрязнений при подаче воды.

### Система очистки головки

Система, предотвращающая обратное всасывание, позволяет гарантировать отсутствие перекрестного загрязнения воздухопроводных шлангов.

### Обратный клапан

Системы с использованием обратного клапана в высокоскоростных турбинных наконечниках и электрических микромоторах предотвращают перекрестное загрязнение шлангов для подачи воды.



Турбинные наконечники и Переходники



Угловые наконечники и Микромоторы

Все наконечники компании NSK оснащены **системой очистки головки**, которая предотвращает попадание загрязнений обратно в головку наконечника.

Все переходники и микромоторы имеют встроенную систему **обратного клапана**.



Эффективность системы DualDefence была протестирована и признана такими известными университетами, как Университет Вашингтона, Университет Умео в Швеции и Национальный Университет Сингапура.

