



M40 XS

Ультеракомпактный светодиодный электрический микро мотор

M40 XS

С оптикой / Без оптики

Электрический микроmotor с внутренней подачей охлаждения

Ключевые особенности

- Тихая и плавная работа от 60 до 40 000 мин-1.
- Минимальное тепловыделение.
- Компактный и легкий электрический.
- Светодиодная подсветка встроена в микроmotor (M40 XS).
- Титановый корпус с устойчивым к царапинам покрытием DURACOAT.
- Создан более компактным и легким для идеального баланса.

Создан более компактным и легким для идеального баланса

Микроmotor M40 примерно на 10 процентов короче и легче предыдущих моделей, что обеспечивает гораздо лучший баланс веса и делает его таким же удобным в обращении, как и воздушная турбина. Его титановый корпус легко выдерживает царапины, износ и многократное автоклавирование.



Преимущества использования - Светодиодная подсветка

Высокое качество освещения: светодиоды создают освещение дневного света, что значительно улучшает видимость по сравнению с галогенными лампами. Долговечность: светодиодные источники света служат заметно дольше и долговечнее галогенных ламп.

Эргономичная форма

Эргономичная конструкция корпуса M40 XS обеспечивает бесшовное соединение с угловым наконечником, как будто создавая ощущение продолжения руки. Такая форма корпуса обеспечивает естественный захват, полностью выдерживая даже самые сложные хирургические процедуры.



Микроmotor



	Модель	АРТИКУЛ
С оптикой	M40 XS	E1135051
Без оптики	M40N XS	E1136051

Подключение напрямую

- Bien-Air® 4VLM
- Bien-Air® 4VR 400
- Bien-Air® B4VLR

M40 XS



(Производится компанией Bien-Air Dental S.A.)
Bien-Air® - зарегистрированная торговая марка
Bien-Air Dental S.A